



ZARC

zDown & zUp

SYSTEME D'OBTURATION



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS

zDown

Compaction verticale



TEMPERATURE

Intervalle de température de 90°C à 250 °C avec 5 programmes mémorisables pour s'adapter à vos matériaux d'obturation



BATTERIE LONGUE DUREE

La batterie à charge longue durée (2600 mAh) est adaptée pour utiliser, si nécessaire, la pièce à main en étant branchée.



ERGONOMIQUE

L'appareil est conçu pour pouvoir être activé en appuyant tout autour de la bague antidérapante. Une activation à 360°.



CONTRÔLE DE LA TEMPERATURE

Montée en température et refroidissement très rapides pour un meilleur contrôle pendant le traitement.



FOULOIRS

Les fouloirs sont interchangeables. Différentes tailles sont disponibles pour s'adapter à l'anatomie des canaux.



UNE BAGUE D'ACTIVATION 360°

La pièce à main peut être activée dans n'importe quelle position.

0,5

secondes

0.5s est la durée nécessaire pour atteindre 250°C.

2

secondes

2 secondes est le temps de refroidissement pour éviter toute blessure.

2

heures

Charge complète atteinte en moins de 2 heures.

4

heures

Peut être utilisé à 250°C pendant 4 heures sans arrêt.



Fouloirs Disponibles



Petit (noir)
40/0.025



Moyen (jaune)
50/0.05



Large (bleu)
60/0.06



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS



L'obturation Thermo-Plastique tridimensionnelle



LARGE INTERVALLE DE TEMPÉRATURES

Intervalle de température de 90 °C à 250 °C avec 5 programmes mémorisables pour s'adapter à vos matériaux d'obturation.



TEMPERATURE ET VITESSE ADAPTABLES

Dispose d'un écran qui permet de régler les paramètres de température et de vitesse d'expulsion du matériau (contrôlés par l'opérateur).



PEUT ÊTRE UTILISÉ PENDANT LA CHARGE



EMBOUTS REUTILISABLES

Les embouts peuvent être réutilisés. Seuls les batonnets de gutta sont utilisés en consommables.



BATTERIE PUISSANTE

La batterie est très puissante (2600 mAh), ce qui permet un réchauffement très rapide de la gutta percha.



Flux constant de gutta percha pour une obturation homogène.



Embouts **interchangeables, modifiables et adaptables.**



Pas de fatigue de la main grâce à son design ergonomique.

Embouts d'injection disponibles

Embout	Gauge
Embout argenté	23G ou 25G
Embout cuivre	23G ou 25G

ZDown & **Z**Up

L'OBTURATION PERMANENTE

Le système le plus complet et
le plus efficace du marché



Z-Down Reference

Z-Down Systeme d'obturation **6380025**

Z-Down + Z-Up Kit complet **63800012K**

Fouloir petit (40/0.025) **6351058**

Fouloir moyen (50/0.05) **6351059**

Fouloir large (60/0.06) **6351060**



Z-Up Reference

Z-Up Système d'obturation **6380117**

Z-Down + Z-Up Kit complet **63800012K**

23G Embout rigide argenté pour Z-Up **6351207 + 6351209**

25G Embout rigide argenté pour Z-Up **6351207 + 6351208**

23G Embout souple cuivre pour Z-Up (2 units) **6351217**

25G Embout souple cuivre pour Z-Up (2 units) **6351216**

Batonnets de gutta percha pour Z-Up **6344003**



FROM ODONTOLOGISTS
TO ODONTOLOGISTS

hola@zarc4endo.com
www.zarc4endo.com

